



REINIGEN KANN SO EINFACH UND EFFEKTIV SEIN!

Sekusept™ MultiEnzyme

MANUELLE VORREINIGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN INKLUSIVE FLEXIBLER ENDOSKOPE

Eine gründliche Reinigung medizinischer Instrumente und Endoskope ist die Grundvoraussetzung für eine effektive Desinfektion.

Die optimal abgestimmte Kombination von 4 Enzymen mit Tensiden und weiteren Inhaltsstoffen von Sekusept™ MultiEnzyme bietet eine exzellente Reinigungsleistung für alle möglichen medizinischen Instrumente inklusive flexibler Endoskope.

Sekusept™ MultiEnzyme ist auch:

- Materiaverträglich dank des neutralen pH Werts
- Zeitsparend, da eine Nachreinigung vermieden wird
- Wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration



Sekusept™ MultiEnzyme

Enzymatische Vorreinigung von medizinischen Instrumenten inklusive flexibler Endoskope



Sekusept MultiEnzyme
6 Liter Kanister

SCHNELL

Sekusept™ MultiEnzyme bietet eine effiziente und gründliche Reinigung. Diese hilft die Zeit für die Reinigung zu verringern und vermeidet die Nachreinigung.

EINFACH

Sekusept™ MultiEnzyme kombiniert eine einzigartige Zusammensetzung aus Tensiden sowie vier Enzymen (2 Proteasen, 1 Lipase und 1 Amylase), um den Abbau von Protein, Fett und Stärke zu unterstützen. Die schaumarme Formulierung unterstützt ein leichtes Abspülen und eine hohe Sichtbarkeit der Instrumente. Die transparente blaue Farbe zeigt an, wenn das Produkt hinzugefügt wurde.

WIRTSCHAFTLICH

Sekusept™ MultiEnzyme kann in niedriger Konzentration von 0,3% (3ml/L) bis 2% (20ml/L) eingesetzt werden. So kommt weniger chemisches Produkt während der Reinigung zum Einsatz.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Sekusept™ MultiEnzyme Kanister	1 x 6 Liter	3046640

ANWENDUNGSBEREICH

Für die manuelle Reinigung von medizinischen Instrumenten inklusive flexibler Endoskope und deren Zubehör wie zum Beispiel chirurgische Instrumente, starre Endoskope, MIC - Instrumente.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Je nach Art und Grad der Verschmutzung eine Anwendungslösung von 0,3% (3ml / L) - 2% (20ml / L) mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität herstellen. Instrumentarium einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Instrumente unter Berücksichtigung der Herstelleranweisung reinigen, einschliesslich Mechanik (z.B.: bürsten, wischen) bis visuell sauber. Bei Anwendung im Ultraschallbad das Bad während der Beschallung abdecken.

Mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität abspülen. Anschliessend Aussenflächen, insbesondere die Hohlräume (z.B. bei Endoskopkanälen), trocknen.

INHALTSSTOFFE

Proteasen, Amylase, Lipase, Tenside, Korrosionsinhibitoren, Lösemittel, Hilfsstoffe, Emulgatoren.

LAGERUNG

Gefährlich - beachten Sie die Vorsichtsmassnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Vertrieb durch:
ECOLAB (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch



www.ecolab.com