

DEN ANFORDERUNGEN IM NASSBEREICH GEWACHSEN – QAV-BASIIERT

Laudamonium®

Zur Flächendesinfektion im Nassbereich, zur Fusspilzprophylaxe und zur hygienischen Hände- und Körperwaschung

Zuverlässige und sichere Desinfektion im Bäder- und Sanitärbereich.

Geeignet für Kliniken und
Alten- und Pflegeheime.

Breite Einsatzmöglichkeiten:

- ▶ Für prophylaktische Massnahmen gegen Fusspilzerreger
- ▶ Zur hygienischen Hände- und Körperwaschung
- ▶ Zur dekontaminierenden Körperwaschung bei MRSA
- ▶ Zur Flächendesinfektion



Laudamonium®

Zur Flächendesinfektion im Nassbereich, zur Fusspilzprophylaxe und zur hygienischen Hände- und Körperwaschung

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Wirksam gegen Bakterien, inkl. MRSA sowie Pilze (Candida) sowie speziell gegen den Fusspilzerreger (Trichophyton mentagrophytes)	Fusspilzprophylaxe und sichere Desinfektion im Bäder- und Sanitärbereich
Breite Einsatzmöglichkeiten	Eine Lösung für Flächendesinfektion, Hautdesinfektion sowie dekontaminierte Körperwaschung bei MRSA
Gute Hautverträglichkeit	Mit Laudamonium® gereinigte Böden sind problemlos mit unbedeckten Füßen zu begehen. Gute Hautverträglichkeit bei hygienischer Hände- und Körperwaschung

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	ml/L	EINWIRKZEIT Min.
VAH-Liste Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäss DGHM 2001, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	2	20	60
IHO-Viruzidie-Liste			
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie 2008			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäss RKI-Empfehlung 1/2004	2	20	5
Papovavirus/Polyomavirus SV40	4	40	60
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)			
Bakterizid, levurozid, mit Mechanik, geringe Belastung	4	40	15
Zusätzliche Wirksamkeiten			
Hygienische Hände- und Körperwaschung nach EN 1499	1	10	1
Wirksamkeit gegen Trichophyton mentagrophytes (Fusspilzerreger) im Suspensionstest	1	10	1
Wirksamkeit gegen MRSA im Suspensionstest	0,25	2,5	1

EUROPEAN
HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2001
www.ecolab.eu



Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch

EFFEKTIV.
ZUVERLÄSSIG.
SICHER.



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.
CH CHZB 1889



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Anwendung an der Haut (Fuss, Hand, Körper) zur Hände- und Körperwaschung und Fusspilzprophylaxe. CH CHZB 1889

ANWENDUNGSHINWEISE

Herstellen der Desinfektionslösung durch Verdünnen mit Trinkwasser (max. 30 °C), auf korrekte Dosierung achten. Flächen feucht abwischen und vollständig benetzen. Füsse mit entsprechender Anwendungskonzentration einsprühen. Nicht zusammen mit Produkten anwenden, die anionische Tenside oder Seifen enthalten, da dies zur Inaktivierung des Wirkstoffs führen kann.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 9,99 g Benzalkoniumchlorid.

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Laudamonium® Kanister	6 L	30 549 40

BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN.
VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND
PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.