

# FLÜSSIGER KLARSPÜLER – SAUER

## Sekumatic® FKS

Flüssiger, saurer Klarspüler für die thermische  
Steckbeckenaufbereitung

---

Auch für höhere Wasserhärtegrade  
geeignet.

- ▲ Verhindert Kalkablagerungen
- ▲ Rückstandsfreie Trocknung
- ▲ Wirtschaftliche Dosierung



# Sekumatic® FKS

Flüssiger, saurer Klarspüler für die thermische  
Steckbeckenaufbereitung

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Spezielle Klarspülerfunktionen	Fleckenfreie Trocknung des Spülguts
Saure Formulierung	Schützt Spülgut und die Maschinen vor Kalkablagerungen
Korrosions- und Wasserhärteinhibitoren	Verwendbarkeit bei allen Wasserhärten. Hoher Materialschutz für lange Werterhaltung von Maschinen und Spülgut.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN		
Dichte	20 °C	1,1 g/ml
pH-Wert* (Konzentrat)	20 °C	2,1 - 3,1

\* pH-Wert Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

WIRTSCHAFT-  
LICH.  
SCHÜTZEND.



Klarspüler für  
die Aufbereitung von  
Medizinprodukten in  
Steckbeckenspülen

## ANWENDUNGSHINWEISE

Die Dosierung erfolgt über die  
Dosierpumpen des Aufbereitungs-  
automaten.

Dosiermenge je 5 °dH = 0,5 ml/L.

## ZUSAMMENSETZUNG

Nichtionische Tenside, Lösungs-  
vermittler, Korrosionsinhibitoren,  
Zitronensäure

## GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne  
unsere Gutachten zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Sekumatic® FKS Kanister	1 x 4,5 L	3088170

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Vertrieb durch:

**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41(0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch



**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49(0) 2173-599-1900

